


Modell-Linie: EMERGENCYSHOWERS | FAID0009
Oczomyjki i natryski ratunkowe | Natryski do ciała



KWC-No.

2030019182

Natrysk ratunkowy do ciała uruchamiany ciąglem, montaż do sufitu w pobliżu drzwi, doprowadzenie wody z sufitu. Uruchomienie przy pomocy zakończonych uchwytem ciąglem. Wysięgnik przedłużony poziomo, tak aby ciągło znajdowało się poza zasięgiem strumienia wody. Z Uchwytem ściennym i wylewką. Natrysk posiada zabezpieczenie przed samoczynnym wyłączeniem wody. Wyłączenie dopływu wody przez przesunięcie ciąglem do góry.

Powierzchnia pokryta warstwą EPS w kolorze zielonym (RAL 6032), spełnia warunki EN 15154-1. W komplecie piktogram "natrysk ratunkowy" na folii samoprzylepnej (zgodnie z ISO 3864-1). Natężenie przepływu wody: ok. 65 l/min. przy ciśnieniu roboczym 1 bara, ok. 110 l/min przy ciśnieniu roboczym 3 bara, podłączenie wody G3/4B.

Dane techniczne

Kolor
Długość wylewki
Rodzaj połączenia
Rodzaj armatury
Natężenie przepływu przy ciśnieniu 1 bar
Przepływ objętościowy przy 3 barach

Zielony
195 mm
Połączenie rurowe
CEILING-INSTALATION
1.08 l/s
1.83 l/s

Akcesoria opcjonalne



Przedłużenie ciąglem

2030061050
ZFAID0003

Części zamienne



KWC

Piktogram "Natrysk ratunkowy do ciała"

2000101152
FAID904
